

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo Ki67**Nº de Catálogo: AMRe21575**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,IHC,ICC/IF,ELISA,IP
Reactividad	Humano, Ratón, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG,Kappa
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	0,3 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	PBS, 50% glicerol, 0,05% Proclin 300, 0,05% proteína protectora
Purificación	Proteína A

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:1000-1:5000,IHC 1:200-1:1000,ICC/IF 1:200-1:1000,ELISA 1:5000-1:20000,IP 1:50-1:200
Peso Molecular	Calculated MW:359kD;Observed MW:359kD

Información del Antígeno

Nombre del Gen	MKI67
Nombres Alternativos	MKI67;Antigen KI-67
ID del Gen	4288.0
ID SwissProt	P46013
Inmunógeno	Un péptido sintético de Ki67 humano

Antecedentes


Localización celular: Núcleo. Este gen codifica una proteína nuclear asociada con la proliferación celular y que podría ser

necesaria para ella. Se han descrito variantes de transcripción con empalme alternativo. Existe un pseudogén relacionado en el cromosoma X. [Proporcionado por RefSeq, marzo de 2009]


Área de Investigación

-


Datos de Imagen




Análisis de inmunotransferencia de lisados de células Hela mediante anticuerpo monoclonal de conejo Ki67. Para la detección del anticuerpo, se empleó el anticuerpo IgG de cabra anti-conejo conjugado con HRP.



Análisis inmunohistoquímico de tejido apendicular humano incluido en parafina. 1. El anticuerpo monoclonal de conejo Ki67 se diluyó a 1:200 (4 °C, durante la noche). 2. Se utilizó EDTA pH 9.0 para la recuperación de anticuerpos (>98 °C, 20 min). 3. El anticuerpo secundario se diluyó a 1:200 (temperatura ambiente, 30 min).



Análisis inmunohistoquímico de tejido de colon de ratón incluido en parafina. 1. El anticuerpo monoclonal de conejo Ki67 se diluyó a 1:200 (4 °C, durante la noche). 2. Se utilizó EDTA pH 9.0 para la recuperación de anticuerpos (>98 °C, 20 min). 3. El anticuerpo secundario se diluyó a 1:200 (temperatura ambiente, 30 min).



Análisis inmunohistoquímico de tejido de colon de rata incluido en parafina. 1. El anticuerpo monoclonal de conejo Ki67 se diluyó a 1:200 (4 °C, durante la noche). 2. Se utilizó EDTA pH 9.0 para la recuperación de anticuerpos (>98 °C, 20 min). 3. El anticuerpo secundario se diluyó a 1:200 (temperatura ambiente, 30 min).