

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo Talin2

Nº de Catálogo: AMRe83713

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB
Reactividad	Humano, Ratón, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	-
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:1000-1:2000
Peso Molecular	Calculated MW: 272 kDa ; Observed MW: 270 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	Talin2
Nombres Alternativos	DKFZp451B1011;ILWEQ;Talin-2;talin2;TLN 2;TLN2;Talin 2
ID del Gen	-
ID SwissProt	Q9Y4G6
Inmunógeno	Un péptido sintetizado derivado de la Talina 2 humana

Antecedentes

Como componente principal de las placas de adhesión focal que une la integrina al citoesqueleto de actina, puede desempeñar

un papel importante en la adhesión celular. Recluta PIP5K1C a las placas de adhesión focal y activa fuertemente su actividad quinasa.

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de Talin 2 en lisado de células HeLa de expresión.