

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo CDCA3****Nº de Catálogo: AMRe83872**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB, ICC
<b>Reactividad</b>	Humano, Ratón, Rata
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	0,49 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Anticuerpo purificado en PBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol.
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:1000-1:2000, ICC 1:50-1:200
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW: 29 kDa ; Observed MW: 26 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	CDCA3
<b>Nombres Alternativos</b>	Cell division cycle-associated protein 3; Trigger of mitotic entry protein 1; TOME-1; Gene-rich cluster protein C8; CDCA3; C8; GRCC8; TOME1;;CDCA3
<b>ID del Gen</b>	-
<b>ID SwissProt</b>	Q99618
<b>Inmunógeno</b>	Un péptido sintetizado derivado del CDCA3 humano


**Antecedentes**

Proteína similar a la caja F, necesaria para la entrada en mitosis. Actúa participando en complejos de la ligasa E3 que median la ubiquitinación y degradación de la quinasa WEE1 en la fase G2/M.


## Área de Investigación

-


## Datos de Imagen



Todos los carriles utilizan el anticuerpo en una dilución de 1:1K durante 1 hora a temperatura ambiente.



Todos los carriles utilizan el anticuerpo en una dilución de 1:1K durante 1 hora a temperatura ambiente.



Análisis de transferencia Western de la expresión de CDCA3 en el lisado de células MCF7.

Hela

Análisis inmunofluorescente utilizando el Anticuerpo a dilución 1:50.

