

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo HLA G****Nº de Catálogo: AMRe83901**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB
<b>Reactividad</b>	Humano
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	0,59 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Anticuerpo purificado en PBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol.
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:1000-1:2000
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW: 38 kDa ; Observed MW: 42 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	HLA G
<b>Nombres Alternativos</b>	HLA G antigen; MHC class I antigen G; HLA-G; HLA60; HLAG;;HLA G
<b>ID del Gen</b>	-
<b>ID SwissProt</b>	P17693
<b>Inmunógeno</b>	Un péptido sintetizado derivado del HLA G humano

**Antecedentes**


Molécula no clásica de clase Ib de histocompatibilidad mayor, implicada en procesos de regulación inmunitaria en la interfaz

materno-fetal. En complejo con B2M/ $\beta$ -2 microglobulina, se une a un repertorio limitado de péptidos propios noámeros derivados de proteínas intracelulares, como histonas y proteínas ribosómicas.


## Área de Investigación

-


## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de la expresión de HLA G en lisado de células Jurkat.



Todos los carriles utilizan el anticuerpo en una dilución de 1:1K durante 1 hora a temperatura ambiente.



Todos los carriles utilizan el anticuerpo en una dilución de 1:1K durante 1 hora a temperatura ambiente.