
Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo GALT**Nº de Catálogo: AMRe84039**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB, ICC
Reactividad	Humano, Ratón, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	-
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:1000-1:2000, ICC 1:50-1:200
Peso Molecular	43 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	GALT
Nombres Alternativos	GALT;;GALT
ID del Gen	-
ID SwissProt	P07902
Inmunógeno	Un péptido sintetizado derivado de GALT humano


Antecedentes

Desempeña un papel importante en el metabolismo de la galactosa.

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis Western blot de la expresión de GALT en lisado de células K562.