

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo LIMPII**Nº de Catálogo: AMRe84173**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,IHC,FC,IP
Reactividad	Humano, Ratón, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	-
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:1000-1:2000,IHC 1:100-1:200,FC 1:20-1:100,IP 1:20-1:50
Peso Molecular	Calculated MW: 54 kDa ; Observed MW: 77 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	LIMPII
Nombres Alternativos	AMRF; CD36; CD36L2; EPM4; HLGP85; LGP85; LIMP2; LIMPII; Scarb2; SRBII;;SCARB2
ID del Gen	-
ID SwissProt	Q14108
Inmunógeno	Un péptido sintetizado derivado del SCARB2 humano


Antecedentes

Actúa como un receptor lisosomal para la glucosilceramidasa (GBA1).

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de la expresión de LIMPII en (1) lisado de células HeLa; (2) lisado de hígado de ratón.