

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo MEIS2****Nº de Catálogo: AMRe84175**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB,FC
<b>Reactividad</b>	Humano, Ratón, Rata
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	-
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Anticuerpo purificado en PBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol.
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:1000-1:2000,FC 1:20-1:100
<b>Peso Molecular</b>	52 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	MEIS2
<b>Nombres Alternativos</b>	Meis homeobox 2; Meis1 related gene 1; MEIS2; MGC2820; MRG1;;MEIS2
<b>ID del Gen</b>	-
<b>ID SwissProt</b>	O14770
<b>Inmunógeno</b>	Un péptido sintetizado derivado de MEIS2 humano

**Antecedentes**


Participa en la regulación transcripcional. Se une a las proteínas HOX o PBX para formar dímeros, o a un dímero de las proteínas

PBX y HOX unido al ADN, y se cree que participa en la estabilización del complejo homeoproteína-ADN.

## Área de Investigación

-

## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de la expresión de MEIS2 en lisado de células HepG2.