

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo Scramblase 1****Nº de Catálogo: AMRe84234**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB,ICC,FC,IP
<b>Reactividad</b>	Humano
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	-
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Anticuerpo purificado en PBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol.
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:1000-1:2000,ICC 1:50-1:200,FC 1:20-1:100,IP 1:20-1:50
<b>Peso Molecular</b>	35 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	Scramblase 1
<b>Nombres Alternativos</b>	MmTRA1a; MmTRA1b; Nor1; PLSCR 1; Scramblase1; Tra1; Tra1a; Tra1b; Tras1; Tras2;;Phospholipid scramblase 1
<b>ID del Gen</b>	-
<b>ID SwissProt</b>	O15162
<b>Inmunógeno</b>	Un péptido sintetizado derivado de la fosfolípido scramblasa 1 humana


**Antecedentes**

Cataliza el movimiento rápido, bidireccional y no específico, independiente del ATP, inducido por calcio, de los fosfolípidos (mezcla de lípidos o flip-flop de lípidos) entre la lámina interna y externa de la membrana plasmática, lo que produce el colapso de la asimetría de los fosfolípidos que conduce a la externalización de la fosfatidilserina en la superficie celular.

## Área de Investigación

-

## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de la expresión de Scramblase 1 en lisado de células A431.