

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo HLTF****Nº de Catálogo: AMRe84247**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB,IHC,ICC/IF,ICC
<b>Reactividad</b>	Humano, Rata
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	0,71 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Anticuerpo purificado en PBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol.
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:1000-1:2000,IHC 1:100-1:200,ICC/IF 1:50-1:200,ICC 1:50-1:200
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW: 114 kDa ; Observed MW: 120 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	HLTF
<b>Nombres Alternativos</b>	HIP116; HIP116A; HLTF 1; Hltf; HLTF1; p113; RNF80; SMARC A3; SMARCA 3; SMARCA3; SNF2L3; ZBU1;;HLTF
<b>ID del Gen</b>	-
<b>ID SwissProt</b>	Q14527
<b>Inmunógeno</b>	Un péptido sintetizado derivado del HLTF humano


**Antecedentes**

Posee actividad helicasa y ubiquitina ligasa E3. Posee actividad intrínseca de remodelación de nucleosomas dependiente de ATP; esta actividad puede ser necesaria para la activación o represión transcripcional de promotores diana específicos (por similitud).


## Área de Investigación

-

## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de la expresión de HLTF en lisado de células K562.



Todos los carriles utilizan el anticuerpo en una dilución de 1:2K durante 1 hora a temperatura ambiente.