

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo Engrailed 1**Nº de Catálogo: AMRe84306**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,FC,IP
Reactividad	Humano, Ratón, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	0,71 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:1000-1:2000,FC 1:20-1:100,IP 1:20-1:50
Peso Molecular	Calculated MW: 40 kDa ; Observed MW: 55 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	Engrailed 1
Nombres Alternativos	EN1; Engrailed 1; Engrailed; Hu-En-1; Mo-en.1;;EN1
ID del Gen	-
ID SwissProt	Q05925
Inmunógeno	Un péptido sintetizado derivado del EN1 humano


Antecedentes

Pertenece a la familia homeobox grabada.


Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Todos los carriles utilizan el anticuerpo en una dilución de 1:2K durante 1 hora a temperatura ambiente.



Análisis de transferencia Western de la expresión de Engrailed 1 en lisado de células 293T.