

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo Ube2N/Ubc13****Nº de Catálogo: AMRe84356**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB,IHC,ICC/IF,ICC
<b>Reactividad</b>	Humano, Ratón, Rata
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	-
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Anticuerpo purificado en PBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol.
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:1000-1:2000,IHC 1:100-1:200,ICC/IF 1:50-1:200,ICC 1:50-1:200
<b>Peso Molecular</b>	17 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	Ube2N/Ubc13
<b>Nombres Alternativos</b>	BLU; HEL-S-71; Ubc13; UbCH ben; Ubch13; UBCHBEN; Ube2n;;UBE2N
<b>ID del Gen</b>	-
<b>ID SwissProt</b>	P61088
<b>Inmunógeno</b>	Un péptido sintetizado derivado del UBE2N humano

**Antecedentes**


Los heterodímeros UBE2V1-UBE2N y UBE2V2-UBE2N catalizan la síntesis de cadenas de poliubiquitina no canónicas unidas a

Lys-63. Este tipo de poliubiquitinación no conduce a la degradación de proteínas por el proteasoma. Media la activación transcripcional de genes diana. Participa en el control del progreso del ciclo celular y la diferenciación.

## Área de Investigación

-

## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de la expresión de Ube2N / Ubc13 en lisado de células Daudi.