

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo Arp2**Nº de Catálogo: AMRe84444**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,IHC,ICC/IF,ICC
Reactividad	Humano, Ratón, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	0,71 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:1000-1:2000,IHC 1:100-1:200,ICC/IF 1:50-1:200,ICC 1:50-1:200
Peso Molecular	Calculated MW: 45 kDa ; Observed MW: 37 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	Arp2
Nombres Alternativos	ACTR2; ARP2; ARP2/3 COMPLEX;;Actin related protein 2
ID del Gen	-
ID SwissProt	P61160
Inmunógeno	Un péptido sintetizado derivado de la proteína 2 relacionada con la actina humana

Antecedentes


Actúa como componente de unión a ATP del complejo Arp2/3 que participa en la regulación de la polimerización de actina y

junto con un factor promotor de nucleación activador (NPF) media la formación de redes de actina ramificadas.


Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de la expresión de Arp2 en lisado de células HUVEC.



Todos los carriles utilizan el anticuerpo en una dilución de 1:1K durante 1 hora a temperatura ambiente.