

---

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo KHSRP****Nº de Catálogo: AMRe84500**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB,IHC,ICC/IF,ICC,IP
<b>Reactividad</b>	Humano, Ratón, Rata
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	-
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Anticuerpo purificado en PBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol.
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:1000-1:2000,IHC 1:100-1:200,ICC/IF 1:50-1:200,ICC 1:50-1:200,IP 1:20-1:50
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW: 73 kDa ; Observed MW: 82 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	KHSRP
<b>Nombres Alternativos</b>	FBP2; FUBP2; KHSRP; KSRP; p75;;KHSRP
<b>ID del Gen</b>	-
<b>ID SwissProt</b>	Q92945
<b>Inmunógeno</b>	Un péptido sintetizado derivado de KHSRP humano

**Antecedentes**


Se une al elemento de diana dendrítico y puede participar en el tráfico de ARNm. Forma parte de un complejo ternario que se

une a la secuencia de control descendente (DCS) del pre-ARNm. Media la inclusión de exones en transcripciones sujetas a empalme alternativo específico de tejido. Puede interactuar con el ADN monocatenario del elemento aguas arriba (FUSE).

## Área de Investigación

-

## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de la expresión de KHSRP en lisado de células HeLa.