

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo NDUFAF1**Nº de Catálogo: AMRe84541**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,IHC,ICC/IF,ICC,FC,IP
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	-
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:1000-1:2000,IHC 1:100-1:200,ICC/IF 1:50-1:200,ICC 1:50-1:200,FC 1:20-1:100,IP 1:20-1:50
Peso Molecular	Calculated MW: 38 kDa ; Observed MW: 33 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	NDUFAF1
Nombres Alternativos	CGI65; CIA30; Ndufaf1;;NDUFAF1
ID del Gen	-
ID SwissProt	Q9Y375
Inmunógeno	Un péptido sintetizado derivado de NDUFAF1 humano


Antecedentes

Como parte del complejo MCIA, participa en el ensamblaje del complejo mitocondrial I.

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de la expresión de NDUFAF1 en lisado de células 293T.