

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo contra pleiotrofina**Nº de Catálogo: AMRe84545**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB
Reactividad	Humano, Ratón, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	0,71 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:1000-1:2000
Peso Molecular	Calculated MW: 19 kDa ; Observed MW: 18 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	Pleiotrophin
Nombres Alternativos	HARP; HBBM; HBGAM; HBGF8; HBNF; HBNF1; Heparin binding growth factor 8; NEGF1; Neurite growth promoting factor 1; OSF1; Pleiotrophin; PTN;;PTN
ID del Gen	-
ID SwissProt	P21246
Inmunógeno	Un péptido sintetizado derivado de PTN humano


Antecedentes

Proteína mitogénica que se une a la heparina. Tiene actividad de extensión de neuritas.


Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Todos los carriles utilizan el anticuerpo en una dilución de 1:2K durante 1 hora a temperatura ambiente.



Todos los carriles utilizan el anticuerpo en una dilución de 1:2K durante 1 hora a temperatura ambiente.