

## Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo OCT2

### Nº de Catálogo: AMRe84562

Solo para uso en investigación.

## Resumen

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB,IHC,ICC/IF,ICC,FC
<b>Reactividad</b>	Humano
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	-
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Anticuerpo purificado en PBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol.
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

## Aplicación

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:1000-1:2000,IHC 1:100-1:200,ICC/IF 1:50-1:200,ICC 1:50-1:200,FC 1:20-1:100
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW: 51 kDa ; Observed MW: 58 kDa

## Información del Antígeno

<b>Nombre del Gen</b>	OCT2
<b>Nombres Alternativos</b>	Oct 2; Octamer binding transcription factor 2; OTF2; POU domain; POU2F2;;45567
<b>ID del Gen</b>	-
<b>ID SwissProt</b>	P09086
<b>Inmunógeno</b>	Un péptido sintetizado derivado del 2 de octubre humano

## Antecedentes


Factor de transcripción que se une específicamente al motivo octámero (5'-ATTGTCAT-3'). Regula la expresión de IL6 en

linfocitos B con POU2AF1. Regula la transcripción en diversos tejidos, además de activar la expresión génica de inmunoglobulinas. Modula la transactivación de la transcripción por NR3C1, AR y PGR.

## Área de Investigación

-

## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de la expresión de Oct-2 en lisado de células Daudi.