
Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo HOOK2**Nº de Catálogo: AMRe84704**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,IHC
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	-
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:1000-1:2000,IHC 1:100-1:200
Peso Molecular	Calculated MW: 83 kDa ; Observed MW: 85 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	HOOK2
Nombres Alternativos	hHK2; hhook2; HK2; HOOK 2;;HOOK2
ID del Gen	-
ID SwissProt	Q96ED9
Inmunógeno	Un péptido sintetizado derivado del HOOK2 humano

Antecedentes


Componente del complejo FTS/Hook/FHIP (complejo FHF). El complejo FHF puede promover el tráfico y/o la fusión de

vesículas a través del complejo de clasificación de proteínas vesiculares homotípicas (complejo HOPS). Contribuye al establecimiento y mantenimiento de la función del centrosoma. Puede participar en el posicionamiento o la formación de agrosomas, que son acumulaciones pericentriolares de proteínas mal plegadas, proteasomas y chaperonas. El complejo FHF promueve la distribución del complejo AP-4 al área perinuclear de la célula.

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de la expresión de HOOK2 en lisado de células HeLa.