

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo ING1****Nº de Catálogo: AMRe84770**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB
<b>Reactividad</b>	Humano, Ratón, Rata
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	-
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Anticuerpo purificado en PBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol.
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:1000-1:2000
<b>Peso Molecular</b>	47 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	ING1
<b>Nombres Alternativos</b>	Growth inhibitor ING1; Ing1; Inhibitor of growth 1; mING1h; p24ING1c; p33; p33ING1; p33ING1b; p33ING1c; p37Ing1b; p47; p47ING1a; Tumor suppressor ING1;;ING1
<b>ID del Gen</b>	-
<b>ID SwissProt</b>	Q9UK53
<b>Inmunógeno</b>	Un péptido sintetizado derivado del ING1 humano


**Antecedentes**

Coopera con p53/TP53 en la vía reguladora negativa del crecimiento celular modulando la activación transcripcional dependiente de p53. Se le atribuye la función de gen supresor de tumores.

## Área de Investigación

-

## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de la expresión de ING1 en lisado de células HeLa.