

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo PAH**Nº de Catálogo: AMRe84816**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,IHC,ICC/IF,ICC,FC
Reactividad	Humano, Ratón, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	-
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en PBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:1000-1:2000,IHC 1:100-1:200,ICC/IF 1:50-1:200,ICC 1:50-1:200,FC 1:20-1:100
Peso Molecular	Calculated MW: 52 kDa ; Observed MW: 48 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	PAH
Nombres Alternativos	PAH; PKU; PKU1;;PAH
ID del Gen	-
ID SwissProt	P00439
Inmunógeno	Un péptido sintetizado derivado del HAP humano


Antecedentes

Cataliza la hidroxilación de L-fenilalanina a L-tirosina.

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis mediante transferencia Western de la expresión de PAH en lisado de células HepG2.