

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo fosfo-PKR (Thr451)**Nº de Catálogo: AMRe84876**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Fosforilado
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	0,5 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en TBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000
Peso Molecular	Calculated MW: 62 kDa; Observed MW: 74 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	Phospho-PKR (Thr451) EIF2AK2; PKR; PRKR; Interferon-induced; double-stranded RNA-activated protein kinase;
Nombres Alternativos	Eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 2; eIF-2A protein kinase 2; Interferon-inducible RNA-dependent protein kinase; P1/eIF-2A protein k
ID del Gen	5610.0
ID SwissProt	P19525
Inmunógeno	Un fosfopéptido sintético correspondiente a los residuos que rodean a Thr451 de la PKR humana.


Antecedentes

PKR es una proteína quinasa de la familia PEK. Al unirse al ARN bicatenario, se autofosforila y se activa. Fosforila e inhibe la subunidad alfa de eIF2 alfa, lo que inhibe el inicio de la síntesis proteica.

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis Western blot de PKR (Phospho-Thr451) en lisados HeLa, HeLa + CaliculinaA usando el anticuerpo Phospho-PKR (Thr451).