

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo ARFRP1**Nº de Catálogo: AMRe85130**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,IP
Reactividad	Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	-
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en TBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000,IP 1:10-1:20
Peso Molecular	Calculated MW: 23 kDa; Observed MW: 23 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	ARFRP1
Nombres Alternativos	ARP; Arp1; ARL18
ID del Gen	10139.0
ID SwissProt	Q13795
Inmunógeno	Un péptido sintético de ARFRP1 humano


Antecedentes

GTPasa asociada al trans-Golgi que regula la clasificación de proteínas.

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de ARFRP1/ARP en lisados C6 usando el anticuerpo ARFRP1.