

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo P2Y6****Nº de Catálogo: AMRe85149**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB,IHC,ICC,IP
<b>Reactividad</b>	Humano
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	0,62 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Anticuerpo purificado en TBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol.
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,ICC 1:50-1:200,IP 1:10-1:20
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW: 36 kDa; Observed MW: 36 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	P2Y6
<b>Nombres Alternativos</b>	P2ry6; P2Y6; P2Y6 receptor; PP2891
<b>ID del Gen</b>	5031.0
<b>ID SwissProt</b>	Q15077
<b>Inmunógeno</b>	Un péptido sintético de P2Y6 humano


**Antecedentes**

Receptor para UDP > UTP > ATP extracelular. Su actividad está mediada por proteínas G, que activan un sistema de segundo


mensajero fosfatidilinositol-calcio.

## Área de Investigación


### Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de P2Y6 en lisados de HeLa K562 usando el anticuerpo P2Y6.



Análisis inmunocitoquímico de P2Y6 (verde) en A549 usando el anticuerpo P2Y6 y DAPI (azul).



Análisis inmunohistoquímico de tejido de cáncer de pulmón humano incluido en parafina mediante el anticuerpo P2Y6. Se utilizó citrato de sodio a alta presión y temperatura, pH 6,0, para la recuperación de antígenos.