
Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo Desmocollin 3**Nº de Catálogo: AMRe85154**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB, ICC
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	-
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en TBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000, ICC 1:50-1:200
Peso Molecular	Calculated MW: 100 kDa; Observed MW: 100 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	Desmocollin 3
Nombres Alternativos	Cadherin family member 3; Desmocollin-4; HT-CP
ID del Gen	1825.0
ID SwissProt	Q14574
Inmunógeno	Un péptido sintético de Desmocolina 3 humana


Antecedentes

Componente de las uniones desmosómicas intercelulares.


Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de Desmocolina 3 en lisados de K562, HeLa, utilizando el anticuerpo Desmocolina 3.



Análisis inmunocitoquímico de Desmocolina 3 (verde) en HeLa usando el anticuerpo Desmocolina 3 y DAPI (azul).