

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo MLH1**Nº de Catálogo: AMRe85174**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB, ICC, IP
Reactividad	Humano, Ratón, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	-
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en TBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000, ICC 1:50-1:200, IP 1:10-1:20
Peso Molecular	Calculated MW: 85 kDa; Observed MW: 85 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	MLH1
Nombres Alternativos	MLH1; COCA2; DNA mismatch repair protein Mlh1; MutL protein homolog 1
ID del Gen	4292.0
ID SwissProt	P40692
Inmunógeno	Un péptido sintético de MLH1 humano

Antecedentes


Este gen se identificó como un locus frecuentemente mutado en el cáncer de colon hereditario no asociado a poliposis

(HNPCC). Es un homólogo humano del gen mutL, responsable de la reparación de errores de apareamiento del ADN de E. coli, lo cual concuerda con las alteraciones características en las secuencias de microsatélites (fenotipo RER+) presentes en el HNPCC. Se han descrito variantes de transcripción con empalme alternativo que codifican diferentes isoformas, pero no se ha determinado su naturaleza completa.


Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de MLH1 en lisados K562, C6, 3T3, HeLa usando el anticuerpo MLH1.



Análisis inmunocitoquímico de MLH1 (verde) en HeLa utilizando el anticuerpo MLH1 y DAPI (azul).