

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo ALDH1L1**Nº de Catálogo: AMRe85269**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB
Reactividad	Ratón, rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	-
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en TBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000
Peso Molecular	Calculated MW: 99 kDa; Observed MW: 99 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	ALDH1L1
Nombres Alternativos	FDH; FTHFD; 10-fTHF; 10-FTHFDH
ID del Gen	10840.0
ID SwissProt	O75891
Inmunógeno	Un péptido sintético de ALDH1L1 humana


Antecedentes

Altamente expresado en hígado, páncreas y riñón.

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de ALDH1L1 en cerebro de rata, lisados 3T3 usando el anticuerpo ALDH1L1.