
Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo Claudin 3**Nº de Catálogo: AMRe85438**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB, ICC, IP
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	-
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en TBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000, ICC 1:50-1:200, IP 1:10-1:20
Peso Molecular	Calculated MW: 23 kDa; Observed MW: 20 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	Claudin 3
Nombres Alternativos	RVP1; HRVP1; C7orf1; CPE-R2; CPETR2
ID del Gen	1365.0
ID SwissProt	O15551
Inmunógeno	Un péptido sintético de Claudin 3 humana

Antecedentes


Desempeña un papel importante en la obliteración específica de la unión estrecha del espacio intercelular, a través de la

actividad de adhesión celular independiente del calcio.

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de Claudin 3 en lisados MCF-7 usando el anticuerpo Claudin 3.