

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo factor de elongación 1A1
Nº de Catálogo: AMRe85523

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,IHC,IP
Reactividad	Humano, Ratón, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	-
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en TBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,IP 1:10-1:20
Peso Molecular	Calculated MW: 50 kDa; Observed MW: 50 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	Elongation Factor 1A1
Nombres Alternativos	EEF1A1; CCS-3; CCS3; EEF-1; EEF1A; EF-Tu; EF1A; GRAF-1EF; LENG7; PTI1; eEF1A-1
ID del Gen	1915.0
ID SwissProt	P68104
Inmunógeno	Un péptido sintético de eEF1A1 humano

Antecedentes


Esta proteína promueve la unión dependiente de GTP del aminoacil-ARNt al sitio A de los ribosomas durante la biosíntesis de

proteínas.


Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de eEF1A1 en lisados K562, C6, 3T3, HeLa usando el anticuerpo factor de elongación 1A1.



Análisis inmunohistoquímico de amígdalas humanas incluidas en parafina utilizando el anticuerpo eEF1A1. Se utilizó citrato de sodio a alta presión y temperatura, pH 6,0, para la recuperación de antígeno.