
Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo histona H1.2**Nº de Catálogo: AMRe85649**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,IHC,ICC
Reactividad	Humano, Ratón, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	-
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en TBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,ICC 1:50-1:200
Peso Molecular	Calculated MW: 21 kDa; Observed MW: 30 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	Histone H1.2
Nombres Alternativos	H1.a; H1F2; H1s-1; HIST1H1C; Histone H1.2; Histone H1c; Histone H1d; Histone H1s-1
ID del Gen	3006.0
ID SwissProt	P16403
Inmunógeno	Un péptido sintético de la histona humana H1.2


Antecedentes

Las histonas H1 son necesarias para la condensación de las cadenas de nucleosomas en estructuras de orden superior.


Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de histona H1.2 en lisados de pulmón de ratón utilizando el anticuerpo histona H1.2.



Análisis de transferencia Western de histona H1.2 en lisados HeLa, C6, MCF-7 usando el anticuerpo histona H1.2.