

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo antilactato deshidrogenasa C
Nº de Catálogo: AMRe85741

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	-
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Anticuerpo purificado en TBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:1000
Peso Molecular	Calculated MW: 36 kDa; Observed MW: 36 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	Lactate Dehydrogenase C
Nombres Alternativos	CT32; LDH3; LDHX
ID del Gen	3948.0
ID SwissProt	P07864
Inmunógeno	Un péptido sintético de la lactato deshidrogenasa C humana


Antecedentes

Posible papel en la motilidad de los espermatozoides.

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de lactato deshidrogenasa C en lisados de HeLa usando el anticuerpo anti-lactato deshidrogenasa C.