

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo ORP150****Nº de Catálogo: AMRe85887**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB,IHC
<b>Reactividad</b>	Humano, Ratón, Rata
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	-
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Anticuerpo purificado en TBS con 0,05% de azida sódica, 0,05% de proteína protectora y 50% de glicerol.
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW: 111 kDa; Observed MW: 150 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	ORP150
<b>Nombres Alternativos</b>	Grp170; HSP12A; Hyou1; Orp150
<b>ID del Gen</b>	10525.0
<b>ID SwissProt</b>	Q9Y4L1
<b>Inmunógeno</b>	Un péptido sintético de ORP150 humano

**Antecedentes**


Desempeña un papel fundamental en los mecanismos celulares citoprotectores desencadenados por la privación de oxígeno.

Puede actuar como chaperona molecular y participar en el plegamiento de proteínas.

## Área de Investigación

-

## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de ORP150 en lisados 293T, MCF-7 usando el anticuerpo ORP150.