
Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo POC5**Nº de Catálogo: AMRe86315**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,IHC
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	-
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Se suministra en 50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora. Estable durante 12 meses a partir de la fecha de recepción.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:2000,IHC 1:50-1:100
Peso Molecular	Calculated MW:63 kDa; Observed MW:70 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	POC5
Nombres Alternativos	C5orf37
ID del Gen	134359
ID SwissProt	Q8NA72
Inmunógeno	Proteína recombinante de POC5 humana


Antecedentes

Esencial para el ensamblaje de la mitad distal de los centriolos, necesario para la elongación de los centriolos.

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de extractos de células Y-79 utilizando el anticuerpo monoclonal de conejo POC5 a 1:1000.