
Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo BOB1**Nº de Catálogo: AMRe86387**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	-
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Se suministra en 50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora. Estable durante 12 meses a partir de la fecha de recepción.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:1000-1:5000
Peso Molecular	Calculated MW:27 kDa; Observed MW:35 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	BOB1
Nombres Alternativos	BOB1; OBF1; OCAB; OBF-1
ID del Gen	5450
ID SwissProt	Q16633
Inmunógeno	Un péptido sintético de BOB1 humano


Antecedentes

Coactivador transcripcional que se asocia específicamente con OCT1 o OCT2

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de extractos de células de Ramos utilizando el anticuerpo monoclonal de conejo BOB1 a 1:1000.