

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo BTNL3**Nº de Catálogo: AMRe86696**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,FC
Reactividad	Humano
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	-
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Se suministra en 50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora. Estable durante 12 meses a partir de la fecha de recepción.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:1000-1:5000,FC 1:10-1:100
Peso Molecular	Calculated MW:52 kDa; Observed MW:52 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	BTNL3
Nombres Alternativos	BTNLR; BTN9.1
ID del Gen	10917
ID SwissProt	Q6UXE8
Inmunógeno	Un péptido sintético de BTNL3 humano

Antecedentes

Área de Investigación

Datos de Imagen

Caco2

kDa

250 -

150 -

100 -

75 -

50 - ←

37 -

25 -

20 -

15 -

10 -

Análisis de transferencia Western de extractos de células Caco2 utilizando el anticuerpo monoclonal de conejo BTNL3 a 1:1000.