

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo BAF57**Nº de Catálogo: AMRe87075**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,IHC,ICC/IF,FC,IP
Reactividad	Humano, Ratón, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	-
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Se suministra en 50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora. Estable durante 12 meses a partir de la fecha de recepción.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:1000-1:5000,IHC 1:200-1:500,ICC/IF 1:200-1:500,FC 1:10-1:100,IP 1:10-1:100
Peso Molecular	Calculated MW:47 kDa; Observed MW:57 kDa

Información del Antígeno


Nombre del Gen	BAF57
Nombres Alternativos	CSS5; BAF57
ID del Gen	6605
ID SwissProt	Q969G3
Inmunógeno	Un péptido sintético de BAF57 humano

Antecedentes


La proteína codificada por este gen forma parte del gran complejo de remodelación de la cromatina dependiente de ATP SWI/SNF, necesario para la activación transcripcional de genes normalmente reprimidos por la cromatina. La proteína codificada, ya sea sola o en el complejo SWI/SNF, puede unirse al ADN de la unión de 4 vías, lo que se cree que imita la topología del ADN al entrar o salir del nucleosoma. La proteína contiene un dominio HMG de unión al ADN, pero la alteración de este dominio no anula las actividades de unión al ADN ni de desplazamiento del nucleosoma del complejo SWI/SNF. A diferencia de la mayoría de las proteínas del complejo SWI/SNF, esta proteína no tiene homóloga en la levadura. [Proporcionado por RefSeq, julio de 2008]

Área de Investigación

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de extractos de células Jurkat utilizando el anticuerpo monoclonal de conejo BAF57 a 1:1000.



Análisis de transferencia Western de extractos de células HepG2, HCT116 y tejido de bazo de rata utilizando AMRe87075 a 1:1000.