

---

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo involucrina****Nº de Catálogo: AMRe87092**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB,FC
<b>Reactividad</b>	Humano
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	-
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Se suministra en 50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora. Estable durante 12 meses a partir de la fecha de recepción.
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:2000-1:20000,FC 1:20-1:50
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW:69 kDa; Observed MW:118 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	Involucrin
<b>Nombres Alternativos</b>	IVL
<b>ID del Gen</b>	3713
<b>ID SwissProt</b>	P07476
<b>Inmunógeno</b>	Un péptido sintético de involucrina humana


**Antecedentes**

La involucrina, un componente de la envoltura reticulada de los queratinocitos, se encuentra en el citoplasma y se reticula con proteínas de membrana mediante la transglutaminasa. Este gen está mapeado en 1q21, entre la cadena ligera de calpactina I, la trichialina, la profilagrina, la loricrina y la calciclina. [Proporcionado por RefSeq, julio de 2008]

## Área de Investigación

-

## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de extractos de células A431 utilizando el anticuerpo monoclonal de conejo Involucrin a 1:5000.