

---

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo CBR3****Nº de Catálogo: AMRe87132**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB,FC
<b>Reactividad</b>	Humano, Ratón, Rata
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	-
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Se suministra en 50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora. Estable durante 12 meses a partir de la fecha de recepción.
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:2000-1:20000,FC 1:50-1:200
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW:31 kDa; Observed MW:31 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	CBR3
<b>Nombres Alternativos</b>	hCBR3; SDR21C2; HEL-S-25
<b>ID del Gen</b>	874
<b>ID SwissProt</b>	O75828
<b>Inmunógeno</b>	Un péptido sintético del CBR3 humano


**Antecedentes**

La carbonil reductasa 3 cataliza la reducción de un gran número de compuestos carbonílicos biológica y farmacológicamente activos a sus correspondientes alcoholes. Esta enzima se clasifica como una oxidoreductasa monomérica dependiente de NADPH. CBR3 contiene tres exones que abarcan 11,2 kilobases y está estrechamente ligada a otro gen de la carbonil reductasa, CBR1. [Proporcionado por RefSeq, julio de 2008]

## Área de Investigación

-

## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de extractos de células de corazón de rata utilizando el anticuerpo monoclonal de conejo CBR3 a 1:4000.