

---

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo BANK1****Nº de Catálogo: AMRe87142**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB,IHC,FC
<b>Reactividad</b>	Humano, Ratón, Rata
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	-
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Se suministra en 50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora. Estable durante 12 meses a partir de la fecha de recepción.
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:500-1:2000,IHC 1:200-1:500,FC 1:200-1:500
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW:89 kDa; Observed MW:100 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	BANK1
<b>Nombres Alternativos</b>	BANK
<b>ID del Gen</b>	55024
<b>ID SwissProt</b>	Q8NDB2
<b>Inmunógeno</b>	Proteína recombinante de BANK1 humana


**Antecedentes**

La proteína codificada por este gen es una proteína de andamiaje específica de linfocitos B que participa en la movilización de calcio inducida por el receptor de linfocitos B desde las reservas intracelulares. Esta proteína también puede promover la fosforilación de tirosina mediada por Lyn de los receptores de inositol 1,4,5-trifosfato. Los polimorfismos en este gen se asocian con la susceptibilidad al lupus eritematoso sistémico. El empalme alternativo produce múltiples variantes de transcripción. [Proporcionado por RefSeq, octubre de 2009]

## Área de Investigación

-

## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de extractos de tejido de bazo de rata utilizando el anticuerpo monoclonal de conejo BANK1 a 1:1000.