

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo CD11b****Nº de Catálogo: AMRe87297**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB
<b>Reactividad</b>	Ratón, rata
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	-
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Se suministra en 50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora. Estable durante 12 meses a partir de la fecha de recepción.
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:500-1:2000
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW:128 kDa; Observed MW:170 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	CD11b
<b>Nombres Alternativos</b>	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
<b>ID del Gen</b>	16409
<b>ID SwissProt</b>	P05555
<b>Inmunógeno</b>	Proteína recombinante de CD11b de ratón


**Antecedentes**

La integrina ITGAM/ITGB2 está implicada en diversas interacciones adhesivas de monocitos, macrófagos y granulocitos, así como en la mediación de la captación de partículas recubiertas de complemento y patógenos (por similitud).

## Área de Investigación

-

## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de extractos de células RAW264.7 utilizando el anticuerpo monoclonal de conejo CD11b a 1:1000.