
Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo ATTY**Nº de Catálogo: AMRe87306**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,IHC
Reactividad	Humano, Ratón, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	-
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Se suministra en 50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora. Estable durante 12 meses a partir de la fecha de recepción.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:1000-1:5000,IHC 1:50-1:100
Peso Molecular	Calculated MW:50 kDa; Observed MW:50 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	ATTY
Nombres Alternativos	TAT; Tyrosine aminotransferase
ID del Gen	6898
ID SwissProt	P17735
Inmunógeno	Un péptido sintético de ATTY humano


Antecedentes

Este gen nuclear codifica una proteína mitocondrial, la tirosina aminotransferasa, presente en el hígado y que cataliza la conversión de L-tirosina en p-hidroxifenilpiruvato. Las mutaciones en este gen causan tirosinemia (tipo II, síndrome de Richner-Hanhart), un trastorno que se acompaña de lesiones cutáneas y corneales graves, con posible discapacidad cognitiva. Un gen regulador de la tirosina aminotransferasa está ligado al cromosoma X. [Proporcionado por RefSeq, julio de 2008]

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de extractos de células HepG2 utilizando el anticuerpo monoclonal de conejo ATTY a 1:100.