

---

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo EB13****Nº de Catálogo: AMRe87343**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB
<b>Reactividad</b>	Humano, Ratón, Rata
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	-
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Se suministra en 50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora. Estable durante 12 meses a partir de la fecha de recepción.
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:1000-1:5000
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW:25 kDa; Observed MW:25 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	EB13
<b>Nombres Alternativos</b>	IL27B; IL35B; IL-27B
<b>ID del Gen</b>	10148
<b>ID SwissProt</b>	Q14213
<b>Inmunógeno</b>	Un péptido sintético de EB13 humano


**Antecedentes**

Este gen se identificó por su expresión inducida en linfocitos B en respuesta a la infección por el virus de Epstein-Barr. Codifica una glucoproteína secretada perteneciente a la familia de receptores de hematopoyetina y se heterodimeriza con una proteína de 28 kDa para formar interleucina 27 (IL-27). La IL-27 regula las respuestas inflamatorias y de los linfocitos T, en parte mediante la activación de la vía Jak/STAT de los linfocitos T CD4+. [Proporcionado por RefSeq, septiembre de 2008]

## Área de Investigación

-

## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de extractos de células MCF-7 utilizando el anticuerpo monoclonal de conejo EB13 a 1:1000.