

Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo SIRT3**Nº de Catálogo: AMRe87355**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB,IP
Reactividad	Ratón, rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Sin modificar
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	-
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Se suministra en 50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora. Estable durante 12 meses a partir de la fecha de recepción.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:2000,IP 1:20-1:50
Peso Molecular	Calculated MW:37 kDa; Observed MW:28 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	SIRT3
Nombres Alternativos	Sir2l3; AI848213; 2310003L23Rik
ID del Gen	64384
ID SwissProt	Q8R104
Inmunógeno	Un péptido sintético de SIRT3 de ratón


Antecedentes

Proteína desacetilasa dependiente de NAD (PubMed:23835326, PubMed:17923681, PubMed:18794531, PubMed:21172655, PubMed:26620563)

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de extractos de tejido de riñón de ratón utilizando el anticuerpo monoclonal de conejo SIRT3 a 1:1000.