

---

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo Serpin A5****Nº de Catálogo: AMRe87376**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB,IHC,IP
<b>Reactividad</b>	Humano
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	0,15 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Se suministra en 50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora. Estable durante 12 meses a partir de la fecha de recepción.
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:500-1:2000,IHC 1:1000-1:5000,IP 1:20-1:50
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW:46 kDa; Observed MW:46-52 kDa

**Información del Antígeno**

<b>Nombre del Gen</b>	Serpin A5
<b>Nombres Alternativos</b>	PCI; PAI3; PAI-3; PCI-B; PROCI; PLANH3
<b>ID del Gen</b>	5104
<b>ID SwissProt</b>	P05154
<b>Inmunógeno</b>	Proteína recombinante de la serpina A5 humana


**Antecedentes**

La proteína codificada por este gen pertenece a la familia de las serpinas, un grupo de proteínas que inhiben las serina proteasas. Este gen forma parte de un grupo de genes de serpinas ubicado en el brazo q del cromosoma 14. Este miembro de la familia es una glicoproteína que puede inhibir varias serina proteasas, incluyendo la proteína C y diversos activadores del plasminógeno y calicreínas, por lo que desempeña diversas funciones en la hemostasia y la trombosis en múltiples órganos. [Proporcionado por RefSeq, agosto de 2012]

## Área de Investigación

-

## Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de extractos de tejido de orina humana utilizando el anticuerpo monoclonal de conejo Serpin A5 a 1:1000.