
Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo Phospho-c-Jun (Thr91)**Nº de Catálogo: AMRe87436**

Solo para uso en investigación.

Resumen

Descripción	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
Huésped	Conejo
Aplicación	WB
Reactividad	Humano, Ratón, Rata
Conjugación	No conjugado
Modificación	Fosforilado
Isotipo	IgG
Clonalidad	Monoclonal
Formato	Líquido
Concentración	0,5 mg/ml. La concentración de este producto puede variar según el lote.
Almacenamiento	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
Envío	Bolsas de hielo
Tampon	Se suministra en 50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora. Estable durante 12 meses a partir de la fecha de recepción.
Purificación	Purificación por afinidad

Aplicación

Relación de Dilución	WB 1:500-1:2000
Peso Molecular	Calculated MW:36 kDa; Observed MW:48 kDa

Información del Antígeno

Nombre del Gen	Phospho-c-Jun
Nombres Alternativos	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun
ID del Gen	3725
ID SwissProt	P05412
Inmunógeno	Un fosfopéptido sintético correspondiente a los residuos que rodean a Thr91 del c-Jun humano.


Antecedentes

Este gen es el supuesto gen transformante del virus del sarcoma aviar 17. Codifica una proteína muy similar a la proteína viral, que interactúa directamente con secuencias de ADN diana específicas para regular la expresión génica. Este gen no tiene intrones y está mapeado en 1p32-p31, una región cromosómica implicada tanto en translocaciones como en deleciones en neoplasias malignas humanas. [Proporcionado por RefSeq, julio de 2008]

Área de Investigación

-

Datos de Imagen



Análisis de transferencia Western de extractos de células HepG2 utilizando el anticuerpo monoclonal de conejo Phospho-c-Jun (Thr91) a 1:1000.