

## Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo DAP quinasa 3

### Nº de Catálogo: AMRe87582

Solo para uso en investigación.

## Resumen

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB
<b>Reactividad</b>	Humano
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	-
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Se suministra en 50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora. Estable durante 12 meses a partir de la fecha de recepción.
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

## Aplicación

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:500-1:2000
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW:53 kDa; Observed MW:53 kDa

## Información del Antígeno

<b>Nombre del Gen</b>	DAP kinase 3
<b>Nombres Alternativos</b>	DLK; ZIP; ZIPK
<b>ID del Gen</b>	1613
<b>ID SwissProt</b>	O43293
<b>Inmunógeno</b>	Un péptido sintético de la quinasa ZIP humana


## Antecedentes

La proteína quinasa 3 asociada a la muerte (DAK3) induce cambios morfológicos en la apoptosis cuando se sobreexpresa en células de mamíferos. Estos resultados sugieren que DAK3 podría desempeñar un papel en la inducción de la apoptosis. [Proporcionado por RefSeq, julio de 2008]


## Área de Investigación

-

## Datos de Imagen



Detección mediante transferencia Western de ZIP Kinase en lisados de células HeLa, A549, MCF-7, U251 utilizando el anticuerpo ZIP Kinase (diluido 1:1000).



Análisis de transferencia Western de extractos de células T24 utilizando AMRe87582 a 1:1000.