

---

**Nombre del Producto: Anticuerpo monoclonal de conejo inhibina beta A****Nº de Catálogo: AMRe87664**

Solo para uso en investigación.

**Resumen**

<b>Descripción</b>	Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante
<b>Huésped</b>	Conejo
<b>Aplicación</b>	WB
<b>Reactividad</b>	Humano, Ratón, Rata
<b>Conjugación</b>	No conjugado
<b>Modificación</b>	Sin modificar
<b>Isotipo</b>	IgG
<b>Clonalidad</b>	Monoclonal
<b>Formato</b>	Líquido
<b>Concentración</b>	-
<b>Almacenamiento</b>	Hacer alícuotas y almacenar a -20°C (válido por 12 meses). Evitar ciclos de congelación/descongelación.
<b>Envío</b>	Bolsas de hielo
<b>Tampon</b>	Se suministra en 50 mM de Tris-glicina (pH 7,4), 0,15 M de NaCl, 40 % de glicerol, 0,01 % de azida sódica y 0,05 % de proteína protectora. Estable durante 12 meses a partir de la fecha de recepción.
<b>Purificación</b>	Purificación por afinidad

**Aplicación**

<b>Relación de Dilución</b>	WB 1:1000-1:5000
<b>Peso Molecular</b>	Calculated MW:47 kDa; Observed MW:44 kDa

**Información del Antígeno**


<b>Nombre del Gen</b>	Inhibin beta A
<b>Nombres Alternativos</b>	EDF; FRP
<b>ID del Gen</b>	3624
<b>ID SwissProt</b>	P08476
<b>Inmunógeno</b>	Un péptido sintético de la inhibina beta A humana

**Antecedentes**


Este gen codifica un miembro de la superfamilia de proteínas TGF-beta (factor de crecimiento transformante beta). La preproteína codificada se procesa proteolíticamente para generar una subunidad de los complejos proteicos diméricos activina e inhibina. Estos complejos activan e inhiben, respectivamente, la secreción de la hormona folículo estimulante de la hipófisis. La proteína codificada también participa en el desarrollo de ojos, dientes y testículos. La expresión elevada de este gen podría estar asociada con la caquexia por cáncer en pacientes humanos. [Proporcionado por RefSeq, agosto de 2016]

## Área de Investigación

## Datos de Imagen



Detección mediante transferencia Western de inhibina beta A en lisados de células de cerebro de rata, C6, CHO-K1 y HeLa utilizando el anticuerpo inhibina beta A (diluido 1:1000).



Análisis de transferencia Western de extractos de células RAW264.7 utilizando AMRe87664 a 1:3000.